



LX7 (Luxury) New automatic system

خلصي من السليوليت ، السمنة الزائدة ،
الدوالي ، الإجهاد و قلة النشاط ...

LX7 (Automatic circulation system) SYSTEM

Features & Specifications:

- Elegant, Attractive, Easy to Carry & Transport
- Comtombarry, Strong, Heavy Duty
- Pressure: 20~250mmHg
- Time range: 10, 20, 30 minutes
- 2 Compression mode: M for (Massage) mode, C for (Circulation) mode
- Optional concentrate care (foot, calf, knee, thigh)
- Automatic optimum start button
- Soft touch key pad controllers
- Air sensor for minute pressure control
- Machine size: 260 x 180 x 130mm
- Machine weight: 2kg

Optional:

High waist half pants
إختياري: نصف بنطال



Leg Cuffs
كفة الأرجل



Arm Cuff
كفة الذراع



Luxury Portable, LX7 (4 chambers)

New concept, Digital Homecare System


Total solutions of air compression therapy

الحل المتكامل للمعالجة بضغط الهواء

LX7 (النظام التلقائي لتحريك الدورة الدموية)

المزايا والمواصفات :

- أنيق ، جذاب ، سهل الحمل والتنقل
- عصري ، قوي ، ذو قدرة حمل عالية
- الضغط : ٢٠ ~ ٢٥٠ مم زئبقي
- مدى الدورة : ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ دقيقة
- وضعيتين للضغط : وضعية M (للتدليك) وضعية C (لتحريك الدورة الدموية)
- العناية المركزة لمناطق ضغط محددة (القدم ، الساق ، الركبة ، الفخذ)
- زر التشغيل التلقائي
- أزرار وحدة التحكم تعمل باللمس
- نظام الإستشعار للتحكم بدقة الضغط
- حجم الجهاز : ٢٦٠ × ١٨٠ × ١٣٠ مم
- وزن الجهاز : ٢ كيلو جرام



Optional:
High waist Cuff
إختياري: كفة الخصر

Improve Blood or Lymph Circulation

Remove Cellulite, Fatness, Varicose, Weakness & Boredoms ...

improve of Intestine, Lymph Edema, Diseases of Blood Circulation ...

Fat Dissolution, Own a Slim Body, Get Elastic & Healthier Skin ...

All human body is being managed by smooth circulation of blood. Doctor Life systems promote and improve blood or lymph circulation. The basic function of IPC is to improve a users' leg or arm having trouble by inflating and deflating every chambers of a therapy garment with soft air compression.

Health Care & Beauty :


- Various diseases by interruption in blood circulation.
- The old and the weak, fatigue, boredoms, insomnia.
- Relaxation of stress.
- Effect of exercise.
- Fat dissolution (abdomen and buttocks).
- Treatment & remove Varicose.
- Remove Cellulite, with elastic skin and healthier body.
- Women who want to be a slim body.
- Dissolution of constipation (Improvement of intestine) by a waist garment use.

It is good for especially the below diseases :

- Acute edema (post-operative, post-burn).
- Chronic edema by the venous cause.
- Chronic venous insufficiency venous stasis.
- Deep vein thrombosis (DVT).
- From dependent, positioning.
- Inguinal Lymphangiectomy.
- Lymph edema.
- Post-paralytic (post-stroke, spinal cord injury) Post-mastectomy.
- Post-traumatic (post-cast, fracture, amputation.
- shoulder-hand syndrome).
- Prophylaxis of venous thrombosis, Rheumatic edema.
- Sciatica, Spinal cord injury.
- Sprains, Varicose, Venous cleriesies.

Care to your slim & beauty while taking-rest or watching T.V ...

إعتني بجمالك و خافه جسديك خلال فترات الراحة أو أثناء مشاهدة برامجك المفضلة ...



LX7 (Luxury)
New automatic system

جهاز مانع التجلط و منظم الدورة الدموية

خلصي من السليوليت ، السمينة الزائدة ، الدوالي ، الإجهاد و قلة النشاط ...
ابتعدي عن مشاكل الإمساك ، إنتفاخ الاقدام ، مشاكل الدورة الدموية و التجلط ...
إحرقني الدهون ، إحصلي على القوام النحيل و أضيفي ملمس التعومة على بشرتك ...

تعتبر الدورة الدموية المنتظمة والصحيحة المحرك الرئيسي والمتحكم بكافة أجزاء ووظائف الجسم . إن جهاز دكتور لايف يمكن الإعتماد عليه في المساعدة على تحسين أداء ومستوى الدورة الدموية وذلك بالمعالجة بطريقة ضغط الهواء على أطراف الجسم .

العناية بالصحة والجمال :

- معالجة الأمراض المختلفة بسبب انقطاع في الدورة الدموية .
- إزالة الشعور بتقدم السن والضعف ، والسأم ، والتعب ، والأرق .
- تخفيف الضغط والإجهاد والتوتر .
- تخفيف تأثير التدريبات البدنية (الأم العضلات) .
- تذويب و حرق الدهون في الجسم (البطن و الأرداف) .
- معالجة الدوالي و إزالتها .
- إزالة السليوليت وشد الجلد و الأعتناء بصحة الجسم .
- للنساء اللاتي ترغبن أن تحصل على القوام النحيل .
- إزالة الإمساك و تحسين مستوى أداء الأمعاء و إزالة تأثيرات استخدام الملابس الضيقة عند الخصر .

المعالجة فعالة ومثالية في الأمراض التالية :

- الإستسقاء (النشاف) الحاد (ما بعد الجراحة ، ما بعد الحروق) .
- حنتر الدم في الأوردة الدموية العميقة .
- القصور الوريدي المزمن (الركودة الوريدية) .
- بعد عمليات بتر الأعضاء و استئصال الثدي .
- للأطراف المكسورة و الغير متحركة .
- للمصابين بالسكتة الدماغية .
- متلازمة اليد على الكتف (التكلس) .
- الأم الروماتيزم و أعراض الليمفا ديمما .
- عرق النساء و ألم العصب الوركى .
- إصابة الحبل الشوكى .
- إلتواء المفاصل و العضلات .

يوصى باستخدام الجهاز تحت إشراف طبي للحالات التالية :

- مرضى القلب (عمليات القلب) .
- اللذين لديهم أعضاء صناعية في القلب .
- المصابين بجلطات الدم .
- مرضى الرئة التالفة .
- اللذين لديهم رئة صناعية .
- النساء الحوامل .

