

Ideal for Hospital & Clinics, Physiotherapy Centers  
Rehabilitation Centers, Sport & Health Clubs - Beauty Centers  
مثالي للمستشفيات والعيادات الطبية ، مراكز العلاج الطبيعي  
مراكز إعادة التأهيل ، النوادي الصحية و الرياضية ، مراكز العناية بالجمال

Multi Features, Ideal Controls, High Performance **مزايا متعددة ، تحكم مثالي ، أداء رائع ومميز**



- 12 step compression program ١٢ حجرة للضغط والتحكم
- Graphic LCD display شاشة عرض ملونة LCD Graphic
- 8 compression modes ٨ أوضاع للتحكم بطريقة الضغط والمساج

**DL1200L (Luxury, 12steps)**






## SYSTEM features


- 12 step compression program
- Graphic LCD display
- 8 compression modes (A mode ~ H mode)
- Individual pressure setting
- Skip pressure optionally
- HOLD time controller
- INTERVAL time controller

### MODE




**TIME** : 0 ~ 99Minutes    **Hold** : 0 ~ 9seconds    **INTERVAL** : 0 ~ 20seconds

**PRESSURE** : Skip pressure - 0mmHg, 40~180mmHg




▪ We recommend that a patient should observe a doctor's prescription for suitable pressure range according to each disease.


▪ Whole chambers setting :



▪ Individual pressure setting :



▪ Skip pressure setting :





# NOW!!!

## Improve Blood or Lymph Circulation, Remove Cellulite, Fatness & Varicose

# الآن!!!

### جهاز مانع التجلط و منظم الدورة الدموية . يحرق الدهون و يزيل الدوالي و السلوليت

All human body is being managed by smooth circulation of blood. Doctor Life systems promote and improve blood or lymph circulation. The basic function of IPC is to improve a user's leg or arm having trouble by inflating and deflating every chambers of a therapy garment with soft air compression.

تعتبر الدورة الدموية المنتظمة والصحيحة المحرك الرئيسي والمتحكم بكافة أجزاء ووظائف الجسم .  
إن جهاز دكتور لايف يمكن الإعتماد عليه في المساعدة على تحسين أداء ومستوى الدورة الدموية وذلك بالمعالجة بطريقة ضغط الهواء على أطراف الجسم .

#### It is good for especially the below diseases :

- Acute edema (post-operative, post-burn).
- Chronic edema by the venous cause.
- Chronic venous insufficiency venous stasis.
- Deep vein thrombosis (DVT).
- From dependent, positioning.
- Inguinal Lymphangiectomy.
- Lymph edema.
- Post-paralytic (post-stroke, spinal cord injury) Post-mastectomy.
- Post-traumatic (post-cast, fracture, amputation.
- shoulder-hand syndrome).
- Prophylaxis of venous thrombosis, Rheumatic edema.
- Sciatica, Spinal cord injury.
- Sprains, Varicose, Venous clerisies.



DL1200L (Luxury, 12steps)



#### Health Care & Beauty :

- Various diseases by interruption in blood circulation.
- The old and the weak, fatigue, boredoms, insomnia.
- Relaxation of stress.
- Effect of exercise.
- Fat dissolution (abdomen and buttocks).
- Treatment & remove Varicose.
- Remove Cellulite, with elastic skin and healthier body.
- Women who want to be a slim body.
- Dissolution of constipation (improvement of intestine) by a waist garment use.

#### المعالجة فعالة ومثالية في الأمراض التالية :

- الإستسقاء (النشاف) الحاد (ما بعد الجراحة , ما بعد الحروق) .
- خثر الدم في الأوردة الدموية العميقة .
- القصور الوريدي المزمن الركودة الوريدية .
- بعد عمليات بتر الأعضاء و استئصال الثدي .
- للأطراف المكسورة و الغير متحركة .
- للمصابين بالسكتة الدماغية .
- متلازمة اليد على الكتف (التكلس) .
- آلام الروماتيزم و أعراض الليمفا دوما .
- عرق النسا و ألم العصب الوركي .
- إصابة الحبل الشوكي .
- إلتواء المفاصل و العضلات .

#### العناية بالصحة والجمال :

- معالجة الأمراض المختلفة بسبب انقطاع او عدم إنتظام في الدورة الدموية .
- إزالة الشعور بتقدم السن والضعف , والسأم , والتعب , الحمول و الأرق .
- تخفيف الضغط والإجهاد والتوتر .
- تخفيف تأثير التدريبات البدنية (آلام العضلات) .
- تذويب و حرق الدهون في الجسم (البطن و الأرداف) .
- معالجة الدوالي و إزالتها .
- إزالة السلوليت وشد الجلد و الأعتناء بصحة الجسم .
- للنساء اللاتي تريد أن تحصل على القوام النحيل .
- إزالة الإمساك و تحسين مستوى أداء الأمعاء و إزالة تأثيرات استخدام الملابس الضيقة عند الخصر .

#### يوصى باستخدام الجهاز تحت إشراف طبي :

- مرضى القلب (عمليات القلب) .
- اللذين لديهم أعضاء صناعية في القلب .
- المصابين بالجلطات في الدم .
- مرضى الرئة التالفة .
- اللذين لديهم رئة صناعية .
- النساء الحوامل .