

DL series(4 chambers)

Popular & basic models



DL2003V3 (Economy)


■ Features & Specifications

- Elegant, easy transport
- Simpl, durable & heave-duty
- Active & Easy for using
- One compression mode: A mode
- Slim & simple design
- Time range: 0 ~ 30minutes
- Pressure range: 20 ~ 240mmHg (20mmHg)
- Machine size: 250 X 115 X 175mm
- Machine weight: 2.2kg

■ المزايا والمواصفات :

- أنيق . سهل الحمل والتنقل
- مبسط . قوي . ذو قدرة تحمل عالية
- عملي و سهل الإستخدام
- الضغط : ٢٠ ~ ٢٤٠ مم زئبقي
- مدى الدورة : ٠ ~ ٣٠ دقيقة
- وضعية واحدة للتدليك (A mode)
- حجم الجهاز : ٢٥٠ × ١١٥ × ١٧٥ مم
- وزن الجهاز : ٢,٢ كيلو جرام

* compression mode *



• A mode: Massage compression

Arm Cuff
كفة الذراعOptional:
High waist Cuff
إختياري: كفة الخصرOptional:
High waist half pants
إختياري: نصف بنطالLeg Cuffs
كفة الأرجل

NOW !!!

الآن !!!

Improve Blood or Lymph Circulation Remove Cellulite, Fatness & Varicose

All human body is being managed by smooth circulation of blood. Doctor Life systems promote and improve blood or lymph circulation. The basic function of IPC is to improve a users' leg or arm having trouble by inflating and deflating every chambers of a therapy garment with soft air compression.

It is good for especially the below diseases :

- Acute edema (post-operative, post-burn).
- Chronic edema by the venous cause.
- Chronic venous insufficiency venous stasis.
- Deep vein thrombosis (DVT).
- From dependent, positioning.
- Inguinal Lymphangiectomy.
- Lymph edema.
- Post-paralytic (post-stroke, spinal cord injury) Post-mastectomy.
- Post-traumatic (post-cast, fracture, amputation.
- shoulder-hand syndrome).
- Prophylaxis of venous thrombosis, Rheumatic edema.
- Sciatica, Spinal cord injury.
- Sprains, Varicose, Venous cleriesis.

Health Care & Beauty :

- Various diseases by interruption in blood circulation.
- The old and the weak, fatigue, boredoms, insomnia.
- Relaxation of stress.
- Effect of exercise.
- Fat dissolution (abdomen and buttocks).
- Treatment & remove Varicose.
- Remove Cellulite, with elastic skin and healthier body.
- Women who want to be a slim body.
- Dissolution of constipation (improvement of intestine) by a waist garment use.



DL2003V3 (Economy)

جهاز مانع التجلط ومنتظم الدورة الدموية يُحرق الدهون ويزيل الدوالي والسلوليت

تعتبر الدورة الدموية المنتظمة والصحيحة المحرك الرئيسي والمتحكم بكافة أجزاء ووظائف الجسم . إن جهاز دكتور لايف يمكن الإعتماد عليه في المساعدة على تحسين أداء ومستوى الدورة الدموية وذلك بالمعالجة بطريقة ضغط الهواء على أطراف الجسم .

المعالجة فعالة ومثالية في الأمراض التالية :

- الإستسقاء (النشاف) الحاد (ما بعد الجراحة ، ما بعد الحروق) .
- خثر الدم في الأوردة الدموية العميقة .
- القصور الوريدي المزمن الركودة الوريدية .
- بعد عمليات بتر الأعضاء و استئصال الثدي .
- للأطراف المكسورة و الغير متحركة .
- للمصابين بالسكتة الدماغية .
- متلازمة اليد على الكتف (التكلس) .
- آلام الروماتيزم و أعراض الليمفا دوما .
- عرق النسا و ألم العصب الوركي .
- إصابة الجبل الشوكي .
- إلتواء المفاصل و العضلات .

العناية بالصحة والجمال :

- معالجة الأمراض المختلفة بسبب انقطاع او عدم إنتظام في الدورة الدموية .
- إزالة الشعور بتقدم السن والضعف ، والسأم ، والتعب .
- الخمول و الأرق .
- تخفيف الضغط والإجهاد والتوتر .
- تخفيف تأثير التدريبات البدنية (آلام العضلات) .
- تذويب و حرق الدهون في الجسم (البطن و الأرداف) .
- معالجة الدوالي و إزالتها .
- إزالة السلوليت وشد الجلد و الأعتناء بصحة الجسم .
- للنساء اللاتي تريد أن تحصل على القوام النحيل .
- إزالة الإمساك و تحسين مستوى أداء الأمعاء و إزالة تأثيرات استخدام الملابس الضيقة عند الخصر .

يوصى باستخدام الجهاز تحت إشراف طبي :

- مرضى القلب (عمليات القلب) .
- اللذين لديهم أعضاء صناعية في القلب .
- المصابين بالجلطات في الدم .
- مرضى الرئة التالفة .
- اللذين لديهم رئة صناعية .
- النساء الحوامل .